



Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas



Están fabricados en su mayor parte con fibras de linters de algodón de gran pureza con un contenido muy elevado de alfa-celulosa.

Asimismo, estos papeles filtro han pasado un proceso de lavado a los ácidos con la finalidad de reducir al mínimo la presencia de cenizas y otros contaminantes. Por ello, se utilizan en ensayos analíticos cualitativos críticos donde sea preciso un papel filtro de elevada calidad y pureza.

La gama está formada por seis calidades de papel filtro con velocidades de filtración y valores de retención diferentes.

APLICACIONES

- Análisis de cerveza y malta.
- Limpieza de suspensiones turbias.
- Análisis cualitativos críticos.
- Determinación de la materia insoluble en diversas sustancias.
- Transporte y análisis de muestras.
- Diversas determinaciones en análisis de aguas.
- Extracción de grasas en muestras de alimentos con analizadores semi-automáticos.
- Análisis de humos negros en la atmósfera con el analizador SF-8.
- Clarificación de muestras de vinos.

1248 Filtración muy rápida

Papel con una velocidad de filtración rápida y una buena retención de precipitados gruesos o gelatinosos, como sulfuros de plata, arsénico, plomo, hierro, etc. Se utiliza en la determinación de siliconas en hierro y acero en bruto.

1249 Filtración rápida

Un grado muy utilizado para trabajos analíticos con precipitados gruesos como sulfuros de plata, arsénico, antimonio, cadmio, plomo o carbonatos alcalinoterreos.

1250 Filtración media

Las características de este papel hacen que sea un estándar dentro de los papeles de análisis cualitativo. Con velocidad de filtración media y buena retención de partículas medias como oxalato de calcio y algunos sulfuros metálicos. Este papel está recomendado para el análisis de cerveza y malta según los parámetros de filtración y retención recomendados por la E.B.C.

1252 Filtración medio - lenta

Calidad de papel muy adecuada para la retención de precipitados finos como el sulfato de bario en caliente, sulfuro de estaño, níquel o zinc.

1254 Filtración lenta

Papel filtro muy eficaz, capaz de retener partículas muy finas y semicoloidales. Es muy adecuado para la limpieza de suspensiones turbias. También se utiliza para la determinación de materia insoluble de algunas sustancias.

1256 Filtración muy lenta

El mas lento de los papeles cualitativos. Extraordinaria eficacia en la retención de partículas finísimas. Recomendado en la clarificación de muestras de vino y de otras con suspensiones especialmente difíciles.



Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas

1258 Filtración medio - lenta. Grueso

Un papel de filtro para análisis cualitativo bajo en cenizas, grueso y liso, con buena resistencia al estado húmedo y excelente capacidad de carga. Adecuado en la retención de partículas de tamaño fino y especialmente indicado en el transporte de muestras o la separación de elementos mediante electroforesis.

Especificaciones técnicas

Ref.	Filtración / grosor	Gramaje gr/m ²	Espesor mm	Poro μm	Cenizas %
1248	Muy rápida	80	0.210	25 - 30	< 0.06
1249	Rápida	80	0.180	20 - 25	< 0.06
1250	Media	87	0.180	10 - 13	< 0.06
1252	Medio - lenta	80	0.160	7 - 9	< 0.06
1254	Lenta	80	0.150	2 - 4	< 0.06
1256	Muy lenta	80	0.150	1 - 3	< 0.06
1258	Medio - lenta/grueso	200	0.360	5 - 7	< 0.1

Formatos y medidas



42,5 47 50 55 70 90 100 110 125 150 185 200 240 300 320 350 400 450 500 650

DIMENSIONES: Diámetro en mm.

PRESENTACIÓN: Cajas de 100 unidades



70 90 100 110 125 150 185 200 240 250 300 320 350 400 450 500 650

DIMENSIONES: Diámetro en mm.

PRESENTACIÓN: Cajas de 100 unidades



70 90 100 110 125 130 150 185 200 250 300

DIMENSIONES: Diámetro en mm.

PRESENTACIÓN: Paquetes de 100 unidades



460 x 570

DIMENSIONES: Ancho x longitud en mm.

PRESENTACIÓN: Paquetes de 100 hojas



Otros formatos y dimensiones disponibles bajo demanda.



Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas

Información para pedidos

Ref. 1248. Muy rápido

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	 Cuadrante	Unids./caja
42.5	PN 12480425	--	--	100
47	PN 1248047	--	--	100
50	PN 1248050	--	--	100
55	PN 1248055	--	--	100
70	PN 1248070	PL 1248070	P4 1248070	100
90	PN 1248090	PL 1248090	P4 1248090	100
100	PN 1248100	PL 1248100	P4 1248100	100
110	PN 1248110	PL 1248110	P4 1248110	100
125	PN 1248125	PL 1248125	P4 1248125	100
130	PN 1248130	PL 1248130	P4 1248130	100
150	PN 1248150	PL 1248150	P4 1248150	100
185	PN 1248185	PL 1248185	P4 1248185	100
200	PN 1248200	PL 1248200	P4 1248200	100
240	PN 1248240	PL 1248240	P4 1248240	100
250	PN 1248250	PL 1248250	P4 1248250	100
300	PN 1248300	PL 1248300	P4 1248300	100
320	PN 1248320	PL 1248320	--	100
350	PN 1248350	PL 1248350	--	100
400	PN 1248400	PL 1248400	--	100
450	PN 1248450	PL 1248450	--	100
500	PN 1248500	PL 1248500	--	100
650	PN 1248650	PL 1248650	--	100
460x570	HJ1248460570	--	--	100

Ref. 1249. Rápido

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	 Cuadrante	Unids./caja
42.5	PN 12490425	--	--	100
47	PN 1249047	--	--	100
50	PN 1249050	--	--	100
55	PN 1249055	--	--	100
70	PN 1249070	PL 1249070	P4 1249070	100
90	PN 1249090	PL 1249090	P4 1249090	100
100	PN 1249100	PL 1249100	P4 1249100	100
110	PN 1249110	PL 1249110	P4 1249110	100
125	PN 1249125	PL 1249125	P4 1249125	100
130	PN 1249130	PL 1249130	P4 1249130	100
150	PN 1249150	PL 1249150	P4 1249150	100
185	PN 1249185	PL 1249185	P4 1249185	100
200	PN 1249200	PL 1249200	P4 1249200	100
240	PN 1249240	PL 1249240	P4 1249240	100
250	PN 1249250	PL 1249250	P4 1249250	100
300	PN 1249300	PL 1249300	P4 1249300	100
320	PN 1249320	PL 1249320	--	100
350	PN 1249350	PL 1249350	--	100
400	PN 1249400	PL 1249400	--	100
450	PN 1249450	PL 1249450	--	100
500	PN 1249500	PL 1249500	--	100
650	PN 1249650	PL 1249650	--	100
460x570	HJ1249460570	--	--	100

Ref. 1250. Medio

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	 Cuadrante	Unids./caja
42.5	PN 12500425	--	--	100
47	PN 1250047	--	--	100
50	PN 1250050	--	--	100
55	PN 1250055	--	--	100
70	PN 1250070	PL 1250070	P4 1250070	100
90	PN 1250090	PL 1250090	P4 1250090	100
100	PN 1250100	PL 1250100	P4 1250100	100
110	PN 1250110	PL 1250110	P4 1250110	100
125	PN 1250125	PL 1250125	P4 1250125	100
130	PN 1250130	PL 1250130	P4 1250130	100
150	PN 1250150	PL 1250150	P4 1250150	100
185	PN 1250185	PL 1250185	P4 1250185	100
200	PN 1250200	PL 1250200	P4 1250200	100
240	PN 1250240	PL 1250240	P4 1250240	100
250	PN 1250250	PL 1250250	P4 1250250	100
300	PN 1250300	PL 1250300	P4 1250300	100
320	PN 1250320	PL 1250320	--	100
350	PN 1250350	PL 1250350	--	100
400	PN 1250400	PL 1250400	--	100
450	PN 1250450	PL 1250450	--	100
500	PN 1250500	PL 1250500	--	100
650	PN 1250650	PL 1250650	--	100
460x570	HJ1250460570	--	--	100

Ref. 1252. Medio - lento

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	 Cuadrante	Unids./caja
42.5	PN 12520425	--	--	100
47	PN 1252047	--	--	100
50	PN 1252050	--	--	100
55	PN 1252055	--	--	100
70	PN 1252070	PL 1252070	P4 1252070	100
90	PN 1252090	PL 1252090	P4 1252090	100
100	PN 1252100	PL 1252100	P4 1252100	100
110	PN 1252110	PL 1252110	P4 1252110	100
125	PN 1252125	PL 1252125	P4 1252125	100
130	PN 1252130	PL 1252130	P4 1252130	100
150	PN 1252150	PL 1252150	P4 1252150	100
185	PN 1252185	PL 1252185	P4 1252185	100
200	PN 1252200	PL 1252200	P4 1252200	100
240	PN 1252240	PL 1252240	P4 1252240	100
250	PN 1252250	PL 1252250	P4 1252250	100
300	PN 1252300	PL 1252300	P4 1252300	100
320	PN 1252320	PL 1252320	--	100
350	PN 1252350	PL 1252350	--	100
400	PN 1252400	PL 1252400	--	100
450	PN 1252450	PL 1252450	--	100
500	PN 1252500	PL 1252500	--	100
650	PN 1252650	PL 1252650	--	100
460x570	HJ1252460570	--	--	100

Papel filtro análisis cualitativo, bajo en cenizas

Información para pedidos

Ref. 1254. Lento

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	 Cuadrante	Unids./caja
42.5	PN 12540425	--	--	100
47	PN 1254047	--	--	100
50	PN 1254050	--	--	100
55	PN 1254055	--	--	100
70	PN 1254070	PL 1254070	P4 1254070	100
90	PN 1254090	PL 1254090	P4 1254090	100
100	PN 1254100	PL 1254100	P4 1254100	100
110	PN 1254110	PL 1254110	P4 1254110	100
125	PN 1254125	PL 1254125	P4 1254125	100
130	PN 1254130	PL 1254130	P4 1254130	100
150	PN 1254150	PL 1254150	P4 1254150	100
185	PN 1254185	PL 1254185	P4 1254185	100
200	PN 1254200	PL 1254200	P4 1254200	100
240	PN 1254240	PL 1254240	P4 1254240	100
250	PN 1254250	PL 1254250	P4 1254250	100
300	PN 1254300	PL 1254300	P4 1254300	100
320	PN 1254320	PL 1254320	--	100
350	PN 1254350	PL 1254350	--	100
400	PN 1254400	PL 1254400	--	100
450	PN 1254450	PL 1254450	--	100
500	PN 1254500	PL 1254500	--	100
650	PN 1254650	PL 1254650	--	100
460x570	HJ1254460570	--	--	100

Ref. 1256. Muy lento

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	 Cuadrante	Unids./caja
42.5	PN 12560425	--	--	100
47	PN 1256047	--	--	100
50	PN 1256050	--	--	100
55	PN 1256055	--	--	100
70	PN 1256070	PL 1256070	P4 1256070	100
90	PN 1256090	PL 1256090	P4 1256090	100
100	PN 1256100	PL 1256100	P4 1256100	100
110	PN 1256110	PL 1256110	P4 1256110	100
125	PN 1256125	PL 1256125	P4 1256125	100
130	PN 1256130	PL 1256130	P4 1256130	100
150	PN 1256150	PL 1256150	P4 1256150	100
185	PN 1256185	PL 1256185	P4 1256185	100
200	PN 1256200	PL 1256200	P4 1256200	100
240	PN 1256240	PL 1256240	P4 1256240	100
250	PN 1256250	PL 1256250	P4 1256250	100
300	PN 1256300	PL 1256300	P4 1256300	100
320	PN 1256320	PL 1256320	--	100
350	PN 1256350	PL 1256350	--	100
400	PN 1256400	PL 1256400	--	100
450	PN 1256450	PL 1256450	--	100
500	PN 1256500	PL 1256500	--	100
650	PN 1256650	PL 1256650	--	100
460x570	HJ1256460570	--	--	100

Ref. 1258. Medio-lento. Grueso

Medidas Ø mm	 Plano	 Plegado	Unids./caja
42.5	PN 12580425	--	100
47	PN 1258047	--	100
50	PN 1258050	--	100
55	PN 1258055	--	100
70	PN 1258070	--	100
90	PN 1258090	--	100
100	PN 1258100	--	100
110	PN 1258110	--	100
125	PN 1258125	--	100
130	PN 1258130	--	100
150	PN 1258150	--	100
185	PN 1258185	--	100
200	PN 1258200	--	100
240	PN 1258240	--	100
250	PN 1258250	--	100
300	PN 1258300	--	100
320	PN 1258320	--	100
350	PN 1258350	--	100
400	PN 1258400	--	100
450	PN 1258450	--	100
500	PN 1258500	--	100
650	PN 1258650	--	100
460x570	HJ1258460570	--	100